



ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

Monouso
Disposables



Cannule Aspirasaliva

Saliva Ejectors

Cannule aspirasaliva monouso, modellabili, in PVC atossico con filo metallico incorporato fissato in modo da evitarne la fuoriuscita durante l'aspirazione chirurgica.

Testina d'aspirazione saldata e non saldata, con sagomatura ad elevata capacità d'aspirazione e forma stondata per evitare traumi alla mucosa.

Disposable saliva ejectors with metal wire, smooth edges, flexible, comfortable. Available with bonded or removable tip. Tip designed to ensure highest suction coupled with maximum patient comfort.

CODICI CODES	LUNGHEZZA NOMINALE NOMINAL LENGTH	CONFEZIONE PACKAGING
2900E	13 cm	Sacchetti da 100 pezzi Sacchetti/Carlone 10 conf. (1000 pz.)
	15 cm	Polibags of 100 pieces. Polibags/Carlone 10 pkgs. (1000 pcs.)
2901E*	13 cm	Sacchetti da 250 pezzi Sacchetti/Carlone 20 conf. (5000 pz.)
		Polibags of 250 pieces. Polibags/Carlone 20 pkgs. (5000 pcs.)


*Disponibili/Available: solo TT / TT only

CODICI/CODES		
TT 13/15	Cannula trasparente Tappino trasparente	Transparent tube Transparent tip
VT 13/15	Cannula verde trasparente Tappino trasparente	Green transparent tube Transparent tip
BT 13/15	Cannula bianca Tappino trasparente	White tube Transparent tip
AT 13/15	Cannula azzurra trasparente Tappino trasparente	Blue transparent tube Transparent tip
TCS 13/15	Cannula trasparente Tappino celeste Tappino saldato	Transparent tube Light blue tip Bonded tip
BBS 13/15	Cannula bianca Tappino bianco Tappino saldato	White tube White tip Bonded tip



2900E-VT

2900E-TT



2900E-AT

2900E-BT



2900E-TCS

2900E-BBS

Testina d'aspirazione saldata, particolarmente indicata in pedodonzia e per l'igiene dentale.

Bonded tip, specially recommended for use in pedodontics and dental hygiene.

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Cannule Aspirasaliva

Saliva Ejectors



La cannula aspirasaliva monouso
Asa Dental è un Dispositivo
Medico in Classe IIA

*The Asa Dental disposable saliva
ejector is a Class IIA Medical
Device*

Puoi proteggere la bocca del tuo paziente... SCEGLI IL MEGLIO!
You can protect your patient's mouth... CHOOSE THE BEST!

Monouso - Disposables

Mantelline Protettive Monouso

Disposable Bibs



3250-1

Distributore colore bianco
Dispenser, white



3251E-C (celeste/blue)

3251E-V (verde/green)

3251E-B (bianco/white)

Mantelline tipo impermeabile a due strati in polietilene e carta. Cm. 50 x 60, rotolo da 80 strappi, in confezione da 15 rotoli.

Tear off roll comprising 80 disposable two ply waterproof bibs made of polyethylene and paper cm. 50 x 60, n°15 rolls/box.



3252E-C (celeste/blue)

3252E-V (verde/green)

3252E-B (bianco/white)

Mantelline tipo impermeabile a due strati in polietilene e carta. Cm. 50 x 80, rotolo da 60 strappi, in confezione da 15 rotoli.

Tear off roll comprising 60 disposable two ply waterproof bibs made of polyethylene and paper cm. 50 x 80, n°15 rolls/box.



3253E-C (celeste/blue)

3253E-V (verde/green)

3253E-B (bianco/white)

Mantelline in polietilene cm. 48 x 60, rotolo da 200 strappi, in confezione da 6 rotoli.

Tear off roll comprising 200 disposable polyethylene bibs cm. 48 x 60, n°6 rolls/box.

Mascherine Chirurgiche

Surgical Face Masks

Prodotte con materiali di alta qualità, in TNT, ipoallergeniche, prive di fibre di vetro, livello di B.F.E. 99,7%.

Made of high quality materials, non woven, hypoallergenic, without fibreglass, level of B.F.E. of 99,7%.



3450E-V

Mascherina con elastici conf. da 50 pezzi, cartone da 6 confezioni
Earloop face mask, box 50 pcs, carton of 6 boxes

Guanti Monouso in Lattice

Latex Examination Gloves



3301E

Guanti per esamezione **privi di polvere e di amido**, ambidestri, prodotti in lattice biodegradabile di primissima qualità, **ipoallergenici**, molto resistenti. Questo prodotto è realizzato per assicurare la massima affidabilità, comfort e sensibilità.
Conf. da 100 guanti - non sterili (cart. da 10 scatole x 100 pz.)

Latex Examination gloves are **talc free**, ambidextrous made of high quality biodegradable natural rubber latex, **hypoallergenic** and very resistant. They are specially designed for extra sensitivity, comfort, and reliability.
For general use. 100 gloves/bag - not sterilized.

3301E-XS	3301E-S	3301E-M	3301E-L
MOLTO PICCOLO (5-6) EXTRA SMALL (5-6)	PICCOLO (6-7) SMALL (6-7)	MEDIO (7-8) MEDIUM (7-8)	GRANDE (8-9) LARGE (8-9)



3303E

Guanti per esamezione in lattice ambidestri.
Conf. da 100 guanti - non sterili. A basso contenuto di talco (cart. da 10 scatole x 100 pz.)

Latex examination gloves ambidextrous. 100 gloves /bag - not sterilized. Low powder content.

3303E-XS	3303E-S	3303E-M	3303E-L
MOLTO PICCOLO (5-6) EXTRA SMALL (5-6)	PICCOLO (6-7) SMALL (6-7)	MEDIO (7-8) MEDIUM (7-8)	GRANDE (8-9) LARGE (8-9)



3305

Guanti in lattice monouso zigrinati e con polvere verdi (cart. da 10 scatole x 100 pz.)

Latex examination gloves, knurled, with powder green (cart. of 10 boxes x 100)

3305-XS	3305-S	3305-M	3305-L
MOLTO PICCOLO (5-6) EXTRA SMALL (5-6)	PICCOLO (6-7) SMALL (6-7)	MEDIO (7-8) MEDIUM (7-8)	GRANDE (8-9) LARGE (8-9)

Prodotti Monouso

Disposables

■ Vassoi Monouso

Disposable trays



AL2727-1

Vassoi monouso grandi in plastica, misura mm. 281x183x17 con fondo liscio, confezione da 400 pezzi

Large disposable plastic trays, dimensions mm. 281x183x17 with smooth bottom, package of 400

AL2727-2

Vassoi monouso piccoli in plastica, misura mm. 183x140x17 con fondo liscio, confezione da 400 pezzi

Small disposable plastic trays, dimensions mm. 183x140x17 with smooth bottom, package of 400



AL2727-1Z

Vassoi monouso grandi in plastica, misura mm. 281x183x17 con fondo zigrinato, confezione da 400 pezzi

Large disposable plastic trays, dimensions mm. 281x183x17 with knurled bottom, package of 400

AL2727-2Z

Vassoi monouso piccoli in plastica, misura mm. 183x140x17 con fondo zigrinato, confezione da 400 pezzi

Small disposable plastic trays, dimensions mm. 183x140x17 with knurled bottom, package of 400



AL2738-1

Vaschette monouso grandi in plastica misura mm. 200x150, confezione da 400 pezzi

Large disposable trays, dimensions mm. 200x150, package of 400

AL2738-2

Vaschette monouso piccole in plastica misura mm. 200x100, confezione da 400 pezzi

Small disposable trays, dimensions mm. 200x100, package of 400

■ Rotoli per Sterilizzare

Sterilization Rolls



Rotoli per sterilizzare, prodotti con carta ad elevata grammatura e film di polipropilene. Dispongono di indicatore di avvenuto processo di sterilizzazione.

Sterilization rolls made of one ply of paper and one ply of polypropylene. With sterilization process indicator.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE - ITEM	
3400E-55	Larghezza rotolo/Roll width	50 mm.
3400E-75	Larghezza rotolo/Roll width	75 mm.
3400E-100	Larghezza rotolo/Roll width	100 mm.
3400E-150	Larghezza rotolo/Roll width	150 mm.
3400E-200	Larghezza rotolo/Roll width	200 mm.
3400E-250	Larghezza rotolo/Roll width	250 mm.
3400-300	Larghezza rotolo/Roll width	300 mm.
3400-350	Larghezza rotolo/Roll width	350 mm.
3400-400	Larghezza rotolo/Roll width	400 mm.

Lunghezza/Length m.200

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Prodotti Monouso

Disposables

■ Pozzetti monouso e Spatole per Miscelazione

Disposable Mixing Trays and Plastic Mixing Spatulas



AL2735

Pozzetti in plastica per miscelazione, 12 cavità, misura mm. 70x54x6 confezione da 1000 pezzi

Disposable mixing trays with 12 wells, dimensions mm. 70x54x6 package of 1000

AL2736

Spatoline in plastica confezione da 100 pezzi

Plastic mixing spatulas, package of 100

■ Portarifiuti Monouso

Disposable Waste Container



AL2767-1

Portarifiuti monouso, confezione 1000 pezzi

Disposable waste containers, box of 1000



AL2767-2

Supporto in alluminio per portarifiuti

Aluminium base for waste container

■ Porta Aghi Usati

Used Needle holder



AL2766

Contenitore in plastica per aghi usati

Used needles plastic box

■ Ghiaccio Sintetico

Synthetic Instant Ice



3600E

Sacchetto in TNT - cm. 14 x 18. Temperatura -8° C. Conf. da 25 pezzi

Non woven bag - cm 14 x 18. Temperature -8°C. 25 bags/carton

■ Siringhe monouso

Disposable Syringes



3710

Siringhe monouso per elastomeri. pz.500 (cart.10 scatole/50 pz.)

Disposable syringes for impression materials pcs. 500 (box 10 boxes/50)

Monouso

Disposables

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Dappen Monouso Disposable Dappen

3700-MX

Colori assortiti giallo, blu, bianco e rosso, pz. 1000 (cartone da 20 sacchetti/50pz.)

Assorted colors, yellow, blue, white, red, 1.000 pcs. (box of 20 pckgs of 50)



Serie Strumenti Prima Visita Monouso First Examination Disposable Instruments Kit

S0600-M

Serie strumenti prima visita monouso, non sterili

First examination disposable instruments kit, non sterile

Contenuto/Contents: 2100-M, 0700-M, 0601-M



Catenella reggi salviette Patient bib chain

3200

Catenella reggi salviette Patient bib chain



Pinzetta Monouso Disposable Tweezers

0601-M

Pinzetta monouso, non sterile Disposable tweezers, non sterile



Salviette three polypaper Three polypaper

3510-C

Three polypaper celesti - conf. da 500 pz. 33x45cm.

Three polypaper light blue - box of 500 33x45 cm.



3510-V

Three polypaper verdi - conf. da 500 pz. 33x45cm.

Three polypaper green - box of 500 33x45 cm.

Specchietto Monouso Disposable Mouth Mirror

2100-M

Specchietto monouso, non sterile Disposable mouth mirror, non sterile



Rulli di Cotone Cotton Rolls

3520-1

100% cotone conf. 300 gr. Ø mm. 8 100% cotton, bags of 300 gr. Ø mm. 8

3520-2

100% cotone conf. 300 gr. Ø mm. 10 100% cotton, bags of 300 gr. Ø mm. 10

3520-3

100% cotone conf. 300 gr. Ø mm. 12 100% cotton, bags of 300 gr. Ø mm. 12



Sonda Monouso Disposable Explorer

0700-M

Sonda monouso, non sterile Disposable explorer, non sterile

