



HARVARD®

Innovative Dental Produkte.

Made in Germany

2018



125

JAHRE 1892-2017

HARVARD®

DE

Original Harvard
cement 1892



1892


Harvard Cement
normal & schnell härtend

**Harvard
Polycarboxylat
Cement**



125
JAHRE 1892-2017
HARVARD®

Dr. Robert Richter
1856-1935



Harvard®
feiert sein
125-
jähriges
Bestehen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Harvard® ist eine der ersten weltweit registrierten Handelsmarken. Nachdem das erste Harvard Produkt 1892 erschienen war, präsentierte der Gründer der berühmten Marke, Robert Richter DDS, diese beim deutschen Kaiserlichen Patentamt.

Der 1856 in Berlin geborene Robert Richter ging 1878 in die Vereinigten Staaten von Amerika, um das Studium der Zahnheilkunde an der Maryland University School of Dentistry aufzunehmen. Nach dem Studium zog er nach Philadelphia, um dort seine eigene Zahnarztpraxis zu führen. Im Jahr darauf kehrte er nach Berlin zurück und eröffnete seine eigene Praxis, wo er sich bald einen sehr guten Ruf als Zahnarzt erwarb, der nach dem neuesten Stand der Wissenschaft praktizierte. Dr. Richter erkannte, dass ein zuverlässiges Produkt für Befestigungen und Füllungen dringend gebraucht wurde und entwickelte im Laufe der folgenden Jahre einen neuartigen Zement auf Basis der bisherigen Erkenntnisse und Produkte, die auf dem Markt waren.

Nach zahlreichen Versuchen war schließlich die Rezeptur für einen neuen Zinkphosphat-Zement erfunden, der heute als erster zuverlässiger Zement der Zahnheilkunde gilt. Zu dieser Zeit genoss fast alles aus den Vereinigten Staaten von Amerika ein hohes Ansehen. Dr. Richter, mit einem sehr feinen Sinn für Marketing, nannte sein Produkt 1892 „Harvard Cement“ und gründete in Berlin die „Harvard Dental Compagnie“. Die drei Buchstaben „HDC“ sind noch heute Bestandteil

des Harvard-Logos.

Bis zum heutigen Zeitpunkt, 125 Jahre später, wurden weltweit insgesamt rund 375 Millionen Anwendungen mit Harvard Zement vorgenommen. Das Harvard Produktportfolio hat sich seitdem enorm erweitert. Die große Auswahl an hochwertigen Dentalmaterialien wird in unserer eigenen Produktionsstätte in Deutschland produziert.

Das Harvard Dental Produktspektrum umfasst eine große Auswahl an hochwertigen Restaurationsmaterialien mit Premium-Highlight-Produkten wie Harvard UltraFill und Harvard Interlock® One. Und auch ein vielseitiges Sortiment an Befestigungslösungen wie zum Beispiel der traditionelle Harvard Cement, Ionomer Zemente (klassisch und kunststoffverstärkt), Composite und endodontische Zemente für jeden klinischen Fall. Die große Auswahl an Abformmaterialien auf A-Silikon-Basis ermöglicht dem Zahnarzt die Wahl zwischen zwei Abbindezeiten und mehreren Viskositäten. Schließlich bietet Harvard eine gut durchdachte Produktlinie für provisorische Versorgung an. Erstmals in diesem Katalog das neue Harvard TEMP Cem Esthetic, ein transluzenter, zinkoxidhaltiger Zement zur provisorischen Befestigung. Viel Spaß beim Blättern und Entdecken im neuen Harvard Katalog.

Herzlichst

Ihr Harvard Team

1. Lichthärtende Composite, Bondings und Liner

a. PremiumLine

NEU Harvard UltraFill	8
Harvard PremiumFill +	10
NEU Harvard UltraFill Flow	12
Harvard PremiumFlow +	13
NEU Harvard InterLock® ONE	14
Harvard InterLock®	15
Harvard Bond SE Mono	15
Harvard IonoLine	15

b. BasicLine

Harvard Restore	16
Harvard RestoreFlow	16
Harvard Self-Bond	17
Harvard Bond TE Mono	17
Harvard Etch	17
Harvard CalciumHydroxide LC	17

2. Dualhärtender Stumpfaufbau und Stiftbefestigung

Harvard ZirconCore	18
NEU Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator in Kombination mit Harvard InterLock® ONE	18
Harvard Bond SE Dual	19
Harvard LuteCem SE	19

3. Endodontie

a. PremiumLine

Harvard MTA XR Flow Fast OptiCaps®	21
Harvard MTA XR Flow EWT & EndoDirect Spritze	21
Harvard MTA XR Fast OptiCaps®	21
Harvard MTA XR OptiCaps®	21

b. BasicLine

Harvard MTA Universal OptiCaps®	22
Harvard MTA Universal HandMix	22
Harvard CalciumHydroxide	22

4. Provisorische Materialien

a. PremiumLine

Harvard TEMP C&B	23
Harvard TEMP Glaze LC	23
NEU Harvard TEMP Cem Esthetic	23
Harvard Implant Semi-permanent	23

b. BasicLine

Harvard TEMP C&B Pro	24
Harvard TEMP Cem	24
Harvard TEMP Cem EasyDose®	24



5. Zemente

5.1 Zink Oxid Befestigungszemente

Harvard Cement (Zinkphosphatzement)	25
Harvard Polycarboxylat Cement	25

5.2 Glasionomer-Zemente (GIZ) für Füllungen

a. PremiumLine

Harvard Ionoglas Fill Extra	26
Harvard Ionocoat LC	26
Harvard Ionoconditioner	26
Harvard Ionoresin Fill	26
Harvard Ionoresin Prime LC	26

b. BasicLine

Harvard Ionoglas Fill	27
Harvard Ionoglas Fill LC	27

5.3 Glasionomer-Zemente (GIZ) für Befestigungen

a. PremiumLine

Harvard Ionoglas Cem Extra	28
Harvard Ionoresin Cem	28

b. BasicLine

Harvard Ionoglas Cem	29
Harvard Ionoglas Cem LC	29

6. Bissregistriermaterial und Abformmassen

Harvard Bite	30
 Harvard TransMatrix	30
Harvard PremiumSil	31
Harvard TraySive	31

7. Zubehör und mehr

Zubehör	32
Abdruckmassen	33
Basisplatten	33
Anleitung für OptiCaps®	34
„Click before you mix!“	

8. Harvard Produkte im Überblick 35



Neu bei Harvard
Much more than you expect.

Harvard UltraFill

Ultra Gloss, Opalescent,
High Performance

Composite für anteriore und posteriore Restaurationen



**WELT-
NEUHEIT**

1. Lichthärtende Composite, Bondings und Liner

Harvard UltraFill

Ultra Gloss, Opalescent, High Performance Composite für **anteriore** und posteriore Restaurationen

Eigenschaften und Vorteile

- Exzellente und dauerhafte Hochglanzpolierbarkeit
- Opaleszenz
- Überragende Handlungseigenschaften
- Große Vielfalt an Vita®- und Spezialfarben in Multi- und Universalopazitäten
- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Optimale physikalische Eigenschaften
- Leicht zu verarbeiten
- Chamäleon Effekt



Trial Kit C



Trial Kit S

a PremiumLine



Multi Opacity Schichttechnik

Harvard UltraFill

Refills

	Bestell-Nr. 3 g Spritze	Bestell-Nr. 20 x 0.25 g OptiTips®
Farbe A1 E	7131111	7131211
Farbe A1 D	7121111	7121211
Farbe A2 E	7131112	7131212
Farbe A2 D	7121112	7121212
Farbe A3 E	7131113	7131213
Farbe A3 D	7121113	7121213
Farbe A3.5 E	7131114	7131214
Farbe A3.5 D	7121114	7121214
Farbe B1 E	7131121	7131221
Farbe B1 D	7121121	7121221
Farbe B2 E	7131122	7131222
Farbe B2 D	7121122	7121222
Farbe C2 E	7131132	7131232
Farbe C2 D	7121132	7121232
Farbe A4 E	7131115	7131215
Farbe B3 E	7131123	7131223
Farbe C3 E	7131133	7131233
Farbe INT D	7121140	7121240
Farbe BL E	7131153	7131253
Farbe BL 0.5 (E)	7111150	7111250
Farbe BL D	7121152	7121252
Farbe INC	7141160	7141260
Farbe T	7141170	7141270
Farbe TX	7141180	7141280

Harvard Applier OptiTips®

7095200

Kits

Spritzen

Bestell-Nr.

Harvard UltraFill

„Multi Opacity“ Core Kit

7186101

14 Spritzen à 3 g, in den Farben

A1 E, A2 E, A3 E, A3.5 E, B1 E, B2 E, C2 E
A1 D, A2 D, A3 D, A3.5 D, B1 D, B2 D, C2 D

Harvard UltraFill

„Multi Opacity“ Complementary Kit

7186102

10 Spritzen à 3 g, in den Farben

A4 E, B3 E, C3 E, BL 0.5 (E), BL E, T, TX,
INT D, BL D, INC

Harvard UltraFill

„Multi Opacity“ Trial Kit S

7176104

3 Spritzen à 3 g, in den Farben

INC, A2 E, A2 D

OptiTips®

Bestell-Nr.

Harvard UltraFill

„Multi Opacity“ Trial Kit C

7176204

3 x 20 OptiTips® à 0.25 g,

in den Farben INC, A2 E, A2 D

Harvard Applier OptiTips®

7095200





3 g

Verwendung von Universal Opacity


- bester Kompromiss in 80 % der klinischen Situationen
- einfach und schnell



Harvard Applier OptiTips®



IntroKit C



IntroKit S

Universal Opacity (einfache Technik)

Harvard UltraFill

Refills

	Bestell-Nr. 3 g Spritze	Bestell-Nr. 20 x 0.25 g OptiTips®
Farbe A1 U	7111111	7111211
Farbe A2 U	7111112	7111212
Farbe A3 U	7111113	7111213
Farbe A3.5 U	7111114	7111214
Farbe B2 U	7111122	7111222
Farbe C2 U	7111132	7111232
Farbe D3 U	7111143	7111243
Farbe BL U	7111151	7111251

Harvard Applier OptiTips®

7095200



0.25 g

Kits

Spritzen

Bestell-Nr.

Harvard UltraFill

„Universal Opacity“ IntroKit S

7175100

3 Spritzen à 3 g, in den Farben
A2 U, A3 U, A3.5 U

OptiTips®

Bestell-Nr.

Harvard UltraFill

„Universal Opacity“ IntroKit C

7175200

3 x 20 OptiTips® à 0.25 g,
in den Farben A2 U, A3 U, A3.5 U

Harvard Applier OptiTips®

7095200

Harvard PremiumFill ⁺

Nano-Optimized Hybrid Composite
für **posteriore** und anteriore Restaurationen



à 4 g

- Eigenschaften und Vorteile**
- Überragendes Handling
 - Nichtklebrige Konsistenz und gute Modellierbarkeit
 - Geringe Polymerisationsschrumpfung
 - Zahnähnliche Fluoreszenz
 - Exzellente Hochglanzpolierbarkeit
 - Hohe Abrasionsbeständigkeit
 - Optimale physikalische Eigenschaften
 - Nanofüller-Technologie
 - Chamäleon Effekt



à 0.25 g



Assortment Kit



Trial Kit S

Multi Opacity Schichttechnik

Harvard PremiumFill ⁺

Refills

	Bestell-Nr. 4 g Spritze	Bestell-Nr. 20 x 0.3 g OptiTips®
Farbe A1 E	7082310	7082410
Farbe A2 E	7082311	7082411
Farbe A2 D	7082320	7082420
Farbe A3 E	7082312	7082412
Farbe A3.5 E	7082313	7082413
Farbe A3.5 D	7082321	7082421
Farbe B1 E	7082323	7082423
Farbe B2 E	7082314	7082414
Farbe C2 E	7082315	7082415
Farbe BL E	7082316	7082416
Farbe BL D	7082322	7082422
Farbe INC	7082330	7082430

Harvard Applier OptiTips® 7095200

Kits

Spritzen

Bestell-Nr.

Harvard PremiumFill ⁺

„Multi Opacity“ Assortment Kit 7082502

11 Spritzen à 4 g, in den Farben
A1 E, A2 E, B2 E, C2 E, A3 E, A3.5 E, BL E
INC, A2 D, A3.5 D, BL D

Harvard PremiumFill ⁺

„Multi Opacity“ Trial Kit S 7082501

3 Spritzen à 4 g, in den Farben
INC, A2 E, A2 D



Mit universal opacity

- ästhetische Restaurationen
- vielseitig und Zeit sparend



Harvard Applier OptiTips®



0.25 g



IntroKit S

Universal Opacity (einfache Technik)

Harvard PremiumFill +

Refills

	Bestell-Nr. 4 g Spritze	Bestell-Nr. 20 x 0.3 g OptiTips®
Farbe A1 U	7082300	7082400
Farbe A2 U	7082301	7082401
Farbe A3 U	7082302	7082402
Farbe A3.5 U	7082303	7082403
Farbe B1 U	7082304	7082404
Farbe B2 U	7082305	7082405
Farbe C2 U	7082306	7082406

Harvard Applier OptiTips®

7095200

Kits

Spritzen

Bestell-Nr.

Harvard PremiumFill +

„Universal Opacity“ IntroKit S

7082500

3 Spritzen à 4 g, in den Farben
A2 U, A3 U, A3.5 U

Harvard UltraFill Flow

Ultra Gloss, Opalescent, Flowable Composite
für **anteriore** und posteriore Restaurationen




Eigenschaften und Vorteile

- Leichte und dauerhafte Hochglanzpolierbarkeit
- Opaleszenz
- Optimale fließfähige Konsistenz
- Thixotrop
- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Reduzierte Polymerisations-schrumpfung
- Hoher Abrasionswiderstand
- Optimale physikalische Eigenschaften
- Leicht zu verarbeiten
- Chamäleon Effekt

- Erhältlich in dem weltneuen ComforTip® F



1 ml



0.25 g



IntroKit S

IntroKit C

Harvard UltraFill Flow

Refills

	Bestell-Nr. 2 x 1 ml Spritze*	Bestell-Nr. 20 x 0.25 g ComforTip® F
Farbe A1	7112111	7112211
Farbe A2	7112112	7112212
Farbe A3	7112113	7112213
Farbe A3.5	7112114	7112214
Farbe A4	7112115	7112215
Farbe B1	7112121	7112221
Farbe B2	7112122	7112222
Farbe C2	7112132	7112232
Farbe BL	7112151	7112251
Farbe Den	7112155	7112255

* inkl. 8 needle tips H18

Harvard NeedleTips H18 7095158

Nachfüllbeutel mit 50 needle tips

Harvard Applier OptiTips®

7095200



Harvard Applier OptiTips®

Kits

Spritzen

Bestell-Nr.

Harvard UltraFill Flow IntroKit S

7177100

4 Spritzen à 1 ml, in den Farben

A1, A2, A3, A3.5

16 Harvard NeedleTips H18

ComforTip®s F

Bestell-Nr.

Harvard UltraFill Flow IntroKit C

7177200

4 x 20 ComforTip® F à 0.25 g,

in den Farben A1, A2, A3, A3.5

Harvard Applier OptiTips®

7095200

Harvard PremiumFlow⁺

Nano-Optimized Hybrid Flowable Composite
für **posteriore** und anteriore Restaurationen

Eigenschaften und Vorteile

- Optimale, fließfähige Konsistenz
- Thixotrop
- Exzellente Hochglanzpolierbarkeit
- Schöne ästhetische Restaurationen
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Geringe Abrasion
- Verbesserte mechanische Eigenschaften
- Chamäleon Effekt



Harvard Applier OptiTips®



2 ml

Harvard PremiumFlow⁺

Refills

	Bestell-Nr. 2 x 1 ml Spritze*	Bestell-Nr. 20 x 0.25 g OptiTips® F
Farbe A1	7082600	7082700
Farbe A2	7082601	7082701
Farbe A3	7082602	7082702
Farbe A3.5	7082603	7082703
Farbe B2	7082607	7082704

* inkl. 8 needle tips H18

Harvard NeedleTips H18 7095158

Nachfüllbeutel mit 50 needle tips

Harvard Applier OptiTips®

7095200



0.25 g

Harvard PremiumFlow

Refills

	Bestell-Nr. 2 ml Spritze*
Farbe A1	7082211
Farbe A2	7082212
Farbe A3	7082213
Farbe A3.5	7082214
Farbe B2	7082215

* inkl. 6 needle tips H17

Harvard NeedleTips H17 7095157

Nachfüllbeutel mit 50 needle tips

Harvard ErgoGrip

7082220

nur für 2 ml Spritze

Harvard InterLock® ONE

Universal Adhesive



NEW



5 ml



0.1 ml



50 x 0.1 ml

NEU

Eigenschaften und Vorteile

- **Universal:** passend für alle Zahnkonditionierungstechniken mit oder ohne Ätzelgel, nass oder trocken
- Nur eine dünne Schicht notwendig
- Hohe und reproduzierbare Haftkraft an Schmelz und Dentin auch unter Langzeitstress
- Wirksame Randabdichtung für geringes Risiko postoperativer Sensibilität
- Ausgezeichnete Leistung auch mit selbst- oder dualhärtenden Composites, wenn Lichthärtung möglich ist – ist eine Lichthärtung nicht möglich, z. B. bei der Befestigung eines Stiftes im Wurzelkanal, verwenden Sie zusätzlich **Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator****
- Bequeme und präzise Anwendung durch die ergonomische Dreiecksflasche mit definierter Tropfengröße
- Auch als SingleDose erhältlich

Bestell-Nr.

Harvard InterLock® ONE
Universal Adhesive
5 ml Flasche

7083611

Microbrush®
Nachfüllbeutel mit 50 Applikatoren

7095156

Bestell-Nr.

Harvard InterLock® ONE SingleDose
Universal Adhesive
50 x 0.1 ml SingleDose

7083613

NEU



5 ml

wenn die Lichthärtung von Harvard InterLock® ONE nicht sichergestellt werden kann, ist **Harvard InterLock® ONE mit Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator zu verwenden:

- Aktivator für sichere Haftung für alle Anwendungen, bei denen die Lichthärtung von Harvard InterLock® ONE nicht sichergestellt werden kann (z. B. im Wurzelkanal)
- Ideal für die Stiftbefestigung mit selbst- und dualhärtenden Compositen.

Bestell-Nr.

Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator
(siehe ebenso Seite 18)
5 ml Flasche

7083612

Harvard InterLock®

Sehr starkes, selbstätzendes, lichthärtendes Adhäsiv



Eigenschaften und Vorteile

- Extrem verlässlich
- Hohe und gleichmäßige Haftkraft
- Leichte und schnelle Applikation
- Hervorragende Abdichtung
- Nicht technik- oder feuchtigkeitsempfindlich
- Langanhaltende und sichere Haftung an Schmelz und Dentin
- Hydrophil für die Wet-Bonding-Technik

Harvard Bond SE Mono

Selbstätzendes, lichthärtendes Adhäsiv; Ätzen, Primern und Bonden in einem Schritt



Eigenschaften und Vorteile

- Nur eine Schicht erforderlich
- Starke und langanhaltende Haftung an Schmelz und Dentin
- Hydrophil für die Wet-Bonding-Technik
- Auch als SingleDose erhältlich

Harvard IonoLine

Lichthärtender harzbasierter Ionomerglas-Liner mit Fluoridfreisetzung



Eigenschaften und Vorteile

- Perfekt fließender Liner
- Exzellentes Unterfüllungsmaterial
- Fluoridfreisetzend
- Röntgenopak

Bestell-Nr.

Harvard InterLock®

7083603

2 x 5 ml Flasche, 50 Microbrush®, 5 Mischpaletten

Microbrush®

7095156

Nachfüllbeutel mit 50 Applikatoren

Bestell-Nr.

Harvard Bond SE Mono Kit

7083604

5 ml Flasche, 25 Microbrush®, 5 Mischpaletten

Harvard Bond SE Mono Refill

7083601

5 ml Flasche

Harvard Bond SE Mono SingleDose Kit

7083609

50 SingleDose à 0.15 ml, 50 Microbrush®

Microbrush®

7095156

Nachfüllbeutel mit 50 Applikatoren

Bestell-Nr.

Harvard IonoLine

7071260

2 ml Spritze, 3 needle tips

Harvard NeedleTips H20

7091226

Nachfüllbeutel mit 50 needle tips

Harvard Restore

Universelles, lichthärtendes Mikrohybrid Composite



4 g

Eigenschaften und Vorteile

- Geeignet für Front- und Seitenzahnfüllungen
- Schöne, nichtklebrige Konsistenz
- Geringe Abrasion
- Gut zu polieren
- Zahnähnliche Fluoreszenz



System Kit

System Kit Plus

Harvard RestoreFlow

Universelles, fließfähiges Mikrohybrid Composite, lichthärtend



3 ml

Eigenschaften und Vorteile

- Geeignet für Front- und kleine Seitenzahnfüllungen sowie als Kavitätenliner
- Perfekte fließfähige Konsistenz
- Gute mechanische Eigenschaften
- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Kontrollierte Fließfähigkeit

Bestell-Nr.

Harvard Restore 4 g Spritze

Farbe A1	7083201
Farbe A2	7083202
Farbe A3	7083203
Farbe A3.5	7083204
Farbe B1	7083221
Farbe B2	7083222
Farbe INC	7083215
Farbe A2 opaque	7083210

Kits

Bestell-Nr.

System Kit

7083207

4 Spritzen à 4 g, in den Farben A1, A2, A3, A3.5
3 ml Spritze Harvard Etch, 5 ml Flasche Harvard Bond TE Mono
5 Mischpaletten, 50 Microbrush®, 5 needle tips

System Kit Plus

7083217

4 Spritzen à 4 g, in den Farben A1, A2, A3, A3.5
3 ml Spritze Harvard RestoreFlow, in der Farbe A2
5 ml Flasche Harvard Self-Bond, 5 Mischpaletten,
50 Microbrush®, 5 needle tips

Bestell-Nr.

Harvard RestoreFlow 3 ml Spritze, 3 needle tips

Farbe A1	7083211
Farbe A2	7083212
Farbe A3	7083213
Farbe A3.5	7083214

Harvard NeedleTips H20

7091226

Nachfüllbeutel mit 50 needle tips

Harvard Self-Bond

Lichthärtendes, selbstätzendes Adhäsiv



5 ml

- Eigenschaften und Vorteile**
- Kein extra Ätzen erforderlich
 - In einer Schicht anwendbar
 - Einfache Anwendung
 - Hydrophil für die Wet-Bonding-Technik

Harvard Bond TE Mono

Lichthärtendes Einfaschen-Adhäsiv für die Total-Etch-Technik



5 ml

- Eigenschaften und Vorteile**
- Gute Haftung an Schmelz und Dentin
 - Starke Haftung an lichthärtenden Compositen, Edel- und Nichtedelmetallen
 - Hydrophil für die Wet-Bonding-Technik
 - Zwei Bondingschichten erforderlich – hervorragende Haftwerte

Harvard Etch

Thixotropes Ätzgel für die Ätzung von Schmelz und Dentin



2 ml

- Eigenschaften und Vorteile**
- Selektive Schmelzätzung oder Total-Etch-Technik bei:
 - Compositefüllungen
 - Fissurenversiegelungen
 - Adhäsive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
 - Optimale Konsistenz: Es bleibt, wo es platziert wurde.
 - Thixotrope, kontrollierte Ätzung

Harvard CalciumHydroxide LC

Calciumhydroxidpaste, lichthärtend



2 ml

- Eigenschaften und Vorteile**
- Geeignet für indirekte Pulpenüberkappungen und als Liner für Füllungen
 - Hoher pH-Wert unterstützt antimikrobielle Wirkung
 - Optimale Fließeigenschaften
 - Röntgenopak
 - Lichthärtung, Aushärtung auf „Kommando“

Bestell-Nr.

Harvard Self-Bond
5 ml Flasche

7083218

Bestell-Nr.

Harvard Bond TE Mono
5 ml Flasche

7083607

Bestell-Nr.

Harvard Etch
2 ml Spritze, 3 needle tips

7054000

Harvard NeedleTips H25
Nachfüllbeutel mit 50 needle tips

7095126

Bestell-Nr.

Harvard CalciumHydroxide LC
2 ml Spritze, 3 needle tips

7071263

Harvard NeedleTips H18
Nachfüllbeutel mit 50 needle tips

7095158

2. Dualhärtender Stumpfaufbau & Stiftbefestigung

Harvard ZirconCore

Dualhärtendes Stumpfaufbau- und Stiftbefestigungs-Composite



Eigenschaften und Vorteile

- Optimale Konsistenz für zwei Indikationen: Wurzelstiftbefestigung und Stumpfaufbau
- Beschleifbar wie Dentin
- Sehr gute mechanische Eigenschaften für dauerhafte Restaurationen
- Enthält eine substantielle Menge an Nano-Zirkoniumdioxid
- Fluoridfreisetzung
- Sehr gute Röntgenopazität
- Thixotrope Eigenschaften
- Für optimale Ergebnisse zu verwenden mit **Harvard InterLock® ONE/ Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator** (siehe Seite 14) oder mit **Harvard Bond SE Dual** (siehe Seite 19)

Bestell-Nr.

Harvard ZirconCore

5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen, 10 intra tips long, in der Farbe A3

7083600

Harvard Mini 1:1 O-Brown

Nachfüllbeutel mit 50 mixing tips

7083610

Harvard IntraTips long

Nachfüllbeutel mit 50 intra tips long

7083620

Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator



NEU

Eigenschaften und Vorteile

- Aktivator für Harvard InterLock® ONE zur sicheren Haftung, in Fällen in denen die Lichthärtung von Harvard InterLock® One nicht gewährleistet werden kann (z. B. im Wurzelkanal)
- Ideal zur Stiftzementierung mit selbst- und dualhärtenden Compositen

Bestell-Nr.

Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator

5 ml Flasche

7083612

Harvard InterLock® ONE

Universal Adhesive

5 ml Flasche

(siehe ebenso Seite 14)

7083611

**Nur in Kombination mit
Harvard InterLock® ONE
Universal Adhesive**

Harvard Bond SE Dual

Dualhärtendes, selbstätzendes Adhäsiv (2 Komponenten, 1 Schritt)



Eigenschaften und Vorteile

- Ätzen, Primen und Bonden nach Mischen in einem Schritt
- Nur eine Schicht erforderlich
- Starke und dauerhafte Adhäsion zu Schmelz und Dentin
- Hydrophil für die Wet-Bonding-Technik
- Zu verwenden mit dualhärtenden Compositen z. B. **Harvard ZirconCore** (siehe Seite 18)

Bestell-Nr.

Harvard Bond SE Dual

2 x 5 ml Flasche, 50 Microbrush®, 5 Mischpaletten

7083602

2 x 5 ml Flasche (Refill)

7083605

Microbrush®

Nachfüllbeutel mit 50 Applikatoren

7095156

Harvard LuteCem SE

Selbstadhäsiver, dualhärtender, kunststoffverstärkter Befestigungszement



Eigenschaften und Vorteile

- Geeignet für zwei Anwendungen: Befestigung von Wurzelstiften, Kronen und Brücken
- Dualhärtung
- Fluoridfreisetzung
- Praktisch keine Schrumpfung

Bestell-Nr.

Harvard LuteCem SE

5 ml Minimix-Spritze,
10 Mischkanülen Harvard Mini 4:1 / 10:1 S-Brown
5 Mischkanülen, Harvard Mini 4:1 / 10:1 O-Brown
5 intra tips long

Farbe Translucent

7081101

Farbe A2

7081105

Harvard Mini 4:1 / 10:1 S-Brown

Nachfüllbeutel mit 50 mixing tips

7093050

Harvard Mini 4:1 / 10:1 O-Brown

Nachfüllbeutel mit 50 mixing tips

7091100


Harvard IntraTips long

Nachfüllbeutel mit 50 intra tips long

7083620

Harvard MTA.

Das perfekte Produkt für jede endodontische Anwendung.



Harvard MTA XR OptiCaps®
Specialties

Vorteile aller Harvard MTA (Mineral-Trioxid-Aggregat) Produkte

- Bildet Tertiärdentin
- Biokompatibles Material
- Exzellente Haftung an Dentin
- Material ist hochalkalisch

3. Endodontie

Spezialprodukte:

Harvard MTA XR Flow Fast OptiCaps®

Fließfähiger, schnell härtender MTA-Zement in Kapseln




à 0.25 g

Eigenschaften und Vorteile*

- Fließfähige Konsistenz
- Extra schnell härtend
- **Besonders geeignet für Pulpenüberkappungen**
- **Anmischzeit: 30 Sek.**
- **Verarbeitungszeit: 2:00 Min.****
- **Nächster Behandlungsschritt: 3:00 Min.**

Harvard MTA XR Flow EWT OptiCaps® & EndoDirect Spritze

Fließfähiger MTA-Zement in Kapseln, mit verlängerter Verarbeitungszeit. Die EndoDirect Spritze ist die erste Applikationsform für MTA, um zuverlässig den Apex direkt und einfach zu füllen.



à 0.25 g

EndoDirect Spritze

Eigenschaften und Vorteile*

- Fließfähige Konsistenz
- Extra lange Verarbeitungszeit (4 Min.)
- **Besonders geeignet, um den Apex direkt und einfach zu verschließen**
- **Anmischzeit: 30 Sek.**
- **Verarbeitungszeit: 4:00 Min.****
- **Nächster Behandlungsschritt: 10:00 Min.**

Einfache Anwendung:

1. Mischen Sie die MTA-Kapsel
2. Füllen Sie die Endo-Spritze mit dem Material direkt aus der Kapsel
3. Durch die biegsame Endo-Spitze und den Endo-Stopp, wird der MTA Zement bequem in den Wurzelkanal eingebracht

Harvard MTA XR Fast OptiCaps®

Schnell härtender, verstärkt röntgenopaker MTA-Zement in Kapseln



à 0.25 g

Eigenschaften und Vorteile*

- Feste Konsistenz
- Besonders röntgenopak
- Schnell härtend
- **Besonders geeignet für den retrograden Wurzelkanalverschluss**
- **Anmischzeit: 30 Sek.**
- **Verarbeitungszeit: 2:00 Min.****
- **Nächster Behandlungsschritt: 3:00 Min.**

Harvard MTA XR OptiCaps®

Verstärkt röntgenopaker MTA-Zement in Kapseln



à 0.25 g

Eigenschaften und Vorteile*

- Feste Konsistenz
- Besonders röntgenopak
- **Besonders geeignet für den Verschluss von Wurzelperforationen**
- **Anmischzeit: 30 Sek.**
- **Verarbeitungszeit: 2:00 Min.****
- **Nächster Behandlungsschritt: 5:00 Min.**

* Bindet auch bei Feuchtigkeit ab

** vom Beginn des Mischens bei 23° C

Bestell-Nr.

Harvard MTA XR Flow Fast OptiCaps®

7081503

2 OptiCaps® à 0.25 g,
jeweils in einem Alubeutel verpackt

Harvard Applier OptiCaps®

7092000

Bestell-Nr.

Harvard MTA XR Flow EWT OptiCaps® & EndoDirect Spritze

7081509

2 MTA XR Flow EWT OptiCaps® à 0,25 g,
jeweils in einem Alubeutel verpackt,
2 MTA EndoDirect Spritzen
mit biegsamer Endo-Spritze H25

Bestell-Nr.

Harvard MTA XR Fast OptiCaps®

7081506

2 OptiCaps® à 0.25 g,
jeweils in einem Alubeutel verpackt

Bestell-Nr.

Harvard MTA XR OptiCaps®

7081505

2 OptiCaps® à 0.25 g,
jeweils in einem Alubeutel verpackt

Harvard MTA Universal OptiCaps®

Endodontischer Reparaturzement in Kapseln auf Basis von MTA



Eigenschaften und Vorteile*

- Höchst biokompatibles Material
- Exzellente Haftung an Dentin
- Röntgenopak
- Feste und homogene Konsistenz direkt aus der Kapsel
- Bildet Tertiärdentin
- Abbindung wird nicht durch Luftfeuchtigkeit beeinflusst
- Geeignet zur Pulpenüberkappung, Versiegelung von Wurzelperforationen, für retrograden Wurzelkanalverschluss sowie für orthograden Apexverschluss
- **Anmischzeit: 30 Sek.**
- **Verarbeitungszeit: 2:00 Min.** (vom Beginn des Mischens)
- **Nächster Behandlungsschritt: 5:00 Min.**

Harvard MTA Universal HandMix

Endodontischer Reparaturzement als HandMix auf Basis von MTA



Eigenschaften und Vorteile*

- Biokompatibles Material
- Exzellente Haftung an Dentin
- Röntgenopak
- Bildet Tertiärdentin
- Abbindung wird nicht durch Feuchtigkeit behindert
- Geeignet zur Pulpenüberkappung, Versiegelung von Wurzelperforationen, für retrograden und orthograden Wurzelkanalverschluss
- Sehr einfach zu mischen
- **Nächster Behandlungsschritt: 5:00 Min.**

Harvard CalciumHydroxide

Calciumhydroxidpaste auf Wasserbasis



Eigenschaften und Vorteile

- Paste mit perfekter Konsistenz
- Geeignet für direkte und indirekte Pulpenüberkappungen und als Liner, z. B. unter Zinkphosphatzement
- Für temporäre Wurzelfüllung
- Erhältlich in Einzeldosis als SingleBlis, jederzeit frisch!

Bestell-Nr.

Harvard MTA Universal OptiCaps®
2 OptiCaps® à 0.3 g,
jeweils in einem Alubeutel verpackt

7081502

Harvard Applier OptiCaps®

7092000

Bestell-Nr.

Harvard MTA Universal HandMix
1 g Pulver, 3 ml Flüssigkeit,
Dosierlöffel, Mischblock, Spatel

7081507

Bestell-Nr.

Harvard CalciumHydroxide
2 ml Spritze, 3 needle tips
20 SingleBlis à 0.3 g

7071261

7071262

* Bindet auch bei Feuchtigkeit ab

4. Provisorische Materialien

a PremiumLine

Harvard TEMP C&B

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial, Verhältnis 10:1



Eigenschaften und Vorteile

- Verlässlich und leicht anzuwenden
- Abschließende Bearbeitung nach 5:00 min
- Sehr gute Bruchstabilität und Härte besonders für Veneers und größere Brücken
- Sehr geringe Polymerisationstemperatur
- Natürliche Ästhetik und Fluoreszenz
- Hohe Farbstabilität

Harvard TEMP Glaze LC

Lack für provisorische Kronen und Brücken



Properties and advantages

- Hochästhetische und glänzende Oberflächen, ohne Polieren
- Ideal für Kronen und Brücken im sichtbaren Bereich

Harvard TEMP Cem Esthetic

Transluzenter, zinkoxidhaltiger Zement zur provisorischen Befestigung

NEU



Eigenschaften und Vorteile

- Transluzentes und ästhetisches Material
- Leichte Entfernbarkeit von Materialüberschüssen
- Restauration lässt sich leicht entfernen
- Keine Materialreste am Stumpf
- Eugenolfrei

Speziell für Implantatkronen und -brücken:

Harvard Implant Semi-permanent

Dualhärtender Zement zur langzeitprovisorischen Befestigung implantatgetragener Kronen und Brücken



Eigenschaften und Vorteile

- Sichere Befestigung bei leichter Entfernbarkeit und leichter Rezementierung
- Elastischer Polymerfilm, der die Kaulastung auf den Knochen verringert
- Exzellente Versiegelung, kein Schrumpf
- Leichte Entfernbarkeit von Materialüberschüssen
- Enthält Zinkoxid

Bestell-Nr.

Harvard TEMP C&B

50 ml Automix-Kartusche 10:1, 10 mixing tips

Farbe A1	7081651
Farbe A2	7081652
Farbe A3	7081653
Farbe A3.5	7081654
Farbe BL	7081650

Harvard Auto 4:1 / 10:1 S-Blue

Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

7094000

Harvard Dispenser Automix 4:1 / 10:1

7095000

Harvard TEMP Glaze LC

30 ml Flasche

7081730

Harvard TEMP Cem Esthetic

Bestell-Nr.

5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen

7081104

Harvard Mini 1:1 S-Brown

Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

7091050

Bestell-Nr.

Harvard Implant Semi-permanent

5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen

7081400

Harvard Mini 4:1 / 10:1 S-Brown

Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

7093050

Harvard TEMP C&B Pro

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial, Verhältnis 4:1



50 ml

Eigenschaften und Vorteile

- Verlässlich und leicht zu handhaben
- Gute Bruchsicherheit und Härte
- Geringe Polymerisationswärme
- Natürliche Ästhetik und Fluoreszenz
- Farbstabil

Harvard TEMP Cem

Eugenolfreier, provisorischer Befestigungszement in der Minimix-Spritze



10 ml


5 ml

Eigenschaften und Vorteile

- Optimale Haftkraft
- Leichte Entfernbarkeit des Provisoriums
- Keine Materialreste verbleiben am Stumpf
- Enthält Zinkoxid
- Exzellentes Fließverhalten
- Eugenolfrei
- Leichte Entfernbarkeit von Materialüberschüssen

Harvard TEMP Cem EasyDose®

Eugenolfreier, provisorischer Befestigungszement in der Dosierspritze



10 ml

Eigenschaften und Vorteile

- HandMix – gute Wirtschaftlichkeit
- Optimale Haftkraft
- Leichte Entfernbarkeit des Provisoriums
- Keine Materialreste am Stumpf
- Enthält Zinkoxid
- Exzellentes Fließverhalten
- Eugenolfrei
- Leichte Entfernbarkeit von Materialüberschüssen

Bestell-Nr.

Harvard TEMP C&B Pro

50 ml Automix-Kartusche ratio 4:1,
10 Mischkanülen

Farbe A1	7081641
Farbe A2	7081642
Farbe A3	7081643

Harvard Auto 4:1 / 10:1 S-Blue

Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

7094000

Harvard Dispenser Automix 4:1 / 10:1

7095000

Harvard TEMP Cem

Bestell-Nr.

5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen
10 ml Minimix-Spritze, 20 Mischkanülen

7081100

7081200

Harvard Mini 1:1 S-Brown

Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

7091050

Bestell-Nr.

Harvard TEMP Cem EasyDose®

10 ml EasyDose® Spritze

7081103

5.2 Glasionomerzemente für Füllungen

Harvard Ionoglas Fill Extra

Ästhetischer klassischer Glasionomerzement (GIZ) für Füllungen, selbsthärtend



Eigenschaften und Vorteile

- Ästhetische und natürliche Transluzenz
- Geringe Löslichkeit
- Gut stopfbar und leicht zu handhaben
- Einfache Polierbarkeit
- Fertige Füllung nach nur 6:00 Min.
- Hohe Fluoridabgabe, biokompatibel und röntgenopak
- **OptiCaps® Anmischzeit: 10 Sek.**
- **Verarbeitungszeit: 1:30 Min.***



Harvard Ionocoat LC

Lichthärtender Schutzlack für klassische Glasionomer-Füllungszemente

Eigenschaften und Vorteile

- Leichte Anwendung
- Frei von Methylmethacrylat
- Schützt die Füllung in den ersten Stunden vor Auswaschungen



Harvard Ionoconditioner

Zum Entfernen der Schmierschicht auf dem präparierten Zahn für alle klassischen Glasionomerzemente

Eigenschaften und Vorteile

- Conditioner zur Verbesserung der Haftung von Glasionomerzementen an Schmelz und Dentin
- Optimale Reinigung und Vorbereitung der Zahnoberfläche
- Unterstützt stabile Langzeitrestaurationen

Harvard Ionoresin Fill

Kunststoffverstärkter GIZ für Füllungen, lichthärtend



Eigenschaften und Vorteile

- Sehr feine Füllstoffe
- Gute Polierbarkeit, fast wie von Composites
- Geringe Löslichkeit
- Gute mechanische Eigenschaften
- Fluoridabgabe
- Praktisch kein Schrumpfen
- Sichere Abbindung durch drei Aushärtungsarten: Selbst- und Lichthärtung + klassische Zementreaktion
- **OptiCaps® Anmischzeit: 10 Sek.**
- **Verarbeitungszeit: 1:30 Min.***

Für einen guten Glanz und eine erhöhte Langzeitstabilität kann **Harvard Ionocoat LC** als Lack aufgebracht werden (siehe oben).



Harvard Ionoresin Prime LC

Lichthärtender Primer für kunststoffverstärkte Glasionomerzemente

Eigenschaften und Vorteile

- Lichthärtender Primer zur Verbesserung der Haftkraft von kunststoffverstärkten Glasionomerzementen an Schmelz und Dentin
- Leichte Applikation
- Einkomponenten-System

* vom Beginn des Mischens 23° C

a PremiumLine

Bestell-Nr.

Harvard Ionoglas Fill Extra

15 g Pulver / 8 ml Flüssigkeit, Dosierlöffel, Mischblock

Farbe A2 7052112

Farbe A3 7052113

Farbe A3.5 7052135

50 OptiCaps® à 0.5 g

Farbe A2 7052252

Farbe A3 7052253

Farbe A3.5 7052254

Harvard Applier OptiCaps®

7092000

Bestell-Nr.

Harvard Ionocoat LC

5 ml Flasche

7052000

Bestell-Nr.

Harvard Ionoconditioner

5 ml Flasche

7053000

Bestell-Nr.

Harvard Ionoresin Fill

15 g Pulver / 8 ml Flüssigkeit, Dosierlöffel, Mischblock

Farbe A2 7071115

Farbe A3 7071116

Farbe A3.5 7071117

50 OptiCaps® à 0.5 g

Farbe A2 7071250

Farbe A3 7071251

Farbe A3.5 7071252

Harvard Applier OptiCaps®

7092000

Bestell-Nr.

Harvard Ionoresin Prime LC

5 ml Flasche

7051000

Harvard Ionoglas Fill

Klassischer Glasionomerzement für Füllungen



Eigenschaften und Vorteile

- Selbsthärtend
- Behandlung nach 6:00 Min. abgeschlossen
- Gut stopfbar
- Leicht zu handhaben und zu mischen
- Gute Randspaltdichtigkeit

Harvard Ionoglas Fill

	Bestell-Nr.
10 g Pulver in der Farbe A2 / 5.6 ml Flüssigkeit Dosierlöffel, Mischblock	7051110
15 g Pulver in der Farbe A2 / 8 ml Flüssigkeit Dosierlöffel, Mischblock	7051115
15 g Pulver in der Farbe A3 / 8 ml Flüssigkeit Dosierlöffel, Mischblock	7051116

Harvard Ionoglas Fill LC

Lichthärtender kunststoffverstärkter Glasionomerzement für Füllungen



Eigenschaften und Vorteile

- Leicht zu mischen und zu bearbeiten
- Gute, nicht-klebrige Konsistenz
- Licht- und selbsthärtend
- Geringer Schrumpf
- Röntgenopak
- Angenehm anzuwenden

	Bestell-Nr.
Harvard Ionoglas Fill LC 15 g Pulver in der Farbe A3 / 8 ml Flüssigkeit Dosierlöffel, Mischblock	7052115

5.3 Glasionomerzemente für Befestigungen

Harvard Ionoglas Cem Extra

Klassischer Glasionomerzement zur Befestigung von Kronen, Brücken, metallbasierten Inlays, Onlays und Liner unter Compositefüllungen



Eigenschaften und Vorteile

- Sichere Befestigung
- Geringe Löslichkeit
- Exzellente Haftung an Schmelz und Dentin
- Hohe Fluoridabgabe, biokompatibel und röntgenopak
- **OptiCaps® Anmischzeit: 10 Sek.**
- **Verarbeitungszeit: 1:30 min***

Harvard Ionoresin Cem

Lichthärtender, kunststoffverstärkter Glasionomerzement zur Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und Liner unter Compositefüllungen



Eigenschaften und Vorteile

- Geringe Filmdicke
- Praktisch unlöslich
- Gute mechanische Eigenschaften
- Sehr geringer Schrumpf
- Sichere Abbindung durch drei Aushärtungsarten: Lichthärtung + Selbsthärtung + klassische Zementreaktion
- **OptiCaps® Anmischzeit: 10 Sek.**
- **Verarbeitungszeit: 2:00 min***

a PremiumLine

Bestell-Nr.

Harvard Ionoglas Cem Extra

7042115

15 g Pulver in der Farbe Universal / 10 ml Flüssigkeit, Dosierlöffel, Mischblock

50 OptiCaps® à 0.4 g in der Farbe Universal

7042250

Harvard Applier OptiCaps®

7092000

Bestell-Nr.

Harvard Ionoresin Cem

7061115

15 g Pulver in der Farbe Universal / 10 ml Flüssigkeit, Dosierlöffel, Mischblock

50 OptiCaps® à 0.4 g in der Farbe Universal

7061250

Harvard Applier OptiCaps®

7092000

* vom Beginn des Mischens bei 23° C

Harvard Ionoglas Cem

Klassischer Glasionomerzement zur Befestigung von Kronen und Brücken



Eigenschaften und Vorteile

- Gute Haftung zu Dentin und Schmelz
- Fluoridabgabe, biokompatibel und röntgenopak
- Leicht zu handhaben und zu mischen
- Guter Randschluss und Dichtigkeit

Harvard Ionoglas Cem

Bestell-Nr.

15 g Pulver in der Farbe Universal / 10 ml Flüssigkeit, 7041115
Dosierlöffel, Mischblock

35 g Pulver in der Farbe Weiß / 20 ml Flüssigkeit, 7041130
Dosierlöffel, Mischblock

35 g Pulver in der Farbe Universal / 20 ml Flüssigkeit, 7041135
Dosierlöffel, Mischblock

Harvard Ionoglas Cem LC

Lichthärtender, kunststoffverstärkter Glasionomerzement zur Befestigung von Kronen und Brücken



Eigenschaften und Vorteile

- Röntgenopak
- Nicht feuchtigkeitsempfindlich
- Langlebige Restaurationen
- Leicht zu mischen und angenehm anzuwenden
- Guter Randschluss und Dichtigkeit
- Nahezu unlöslich
- Für optimale Ergebnisse zu verwenden mit **Harvard Ionoresin Prime LC** (siehe Seite 26)
- Bei pulpanahen klinischen Situationen **Harvard CalciumHydroxide** als Lining verwenden (siehe Seite 22)

Bestell-Nr.

Harvard Ionoglas Cem LC

7041215

15 g Pulver in der Farbe Universal / 10 ml Flüssigkeit,
Dosierlöffel, Mischblock

6. Bissregistrierung und Abformmassen

Harvard Bite

Bissregistriermaterial auf Basis von A-Silikon



50 ml

Eigenschaften und Vorteile

- Präzise und korrekte Registrierung
- Schnelle Aushärtung
- Sehr geringer Schrumpf
- Leicht zu beschneiden, nicht brüchig
- Ideale Konsistenz
- Dauerhafte Lagerung der Bissregistrierung möglich

Bestell-Nr.

Harvard Bite
2 x 50 ml Automix-Kartusche,
in der Farbe Gelb (Vanillearoma), Mischkanülen

7083700

Harvard Auto 1:1 O-Green
Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

7096000

Harvard Dispenser Automix 1:1

7095100

Harvard TransMatrix

Transparentes Matrix- und Bissregistriermaterial auf Basis von A-Silikon

NEU



50 ml

Eigenschaften und Vorteile

- Hochtransparent, um eine perfekte Lichthärtung des Composites zu ermöglichen
- Hohe Endhärte und Detailreproduktion belässt die Originalzahnform unverändert
- Dimensionsstabil bei Lagerung und auch nach Desinfektion
- Perfekte Konsistenz und Thixotropie
- Schnelle Erhärtungszeit (1:20 Min. im Mund)
- Angenehm für den Patienten mit neutralem Geruch und Geschmack
- Zeitsparend durch direkte Applikation im Mund

Bestell-Nr.

Harvard TransMatrix
2 x 50 ml Automix-Kartusche,
in der Farbe Transparent, 12 Mischkanülen

7083798

Harvard Auto 1:1 O-Green
Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

7096000

Harvard Dispenser Automix 1:1

7095100

7. Zubehör und mehr

Nachfüllbeutel

Harvard NeedleTips H17 mit 50 needle tips für Harvard PremiumFlow	7095157
Harvard NeedleTips H18 mit 50 needle tips für Harvard UltraFill Flow, Harvard PremiumFlow, Harvard CalciumHydroxide LC	7095158
Harvard NeedleTips H20 mit 50 needle tips für Harvard IonoLine, Harvard RestoreFlow	7091226
Harvard NeedleTips H25 mit 50 needle tips für Harvard Etch	7095126
Harvard Microbrush® mit 50 Applikatoren für Harvard InterLock® One, Harvard InterLock®, Harvard Bond SE Mono, Harvard Restore, Harvard Bond SE Dual	7095156
Harvard IntraTips yellow mit 50 intra tips für Harvard PremiumSil Light, Light Fast, Medium, Medium Fast	7083619
Harvard IntraTips long mit 50 intra tips long für Harvard ZirconCore, Harvard LuteCem SE	7083620
Harvard Mini 1:1 O-Brown mit 50 Mischkanülen für Harvard ZirconCore	7083610
Harvard Mini 4:1 / 10:1 O-Brown mit 50 Mischkanülen für Harvard LuteCem SE	7091100
Harvard Mini 4:1 / 10:1 S-Brown mit 50 Mischkanülen für Harvard LuteCem SE, Harvard Implant Semi-permanent	7093050
Harvard Mini 1:1 S-Brown mit 50 Mischkanülen für Harvard TEMP Cem Esthetic, Harvard TEMP Cem	7091050
Harvard Auto 4:1 / 10:1 S-Blue mit 50 Mischkanülen für Harvard TEMP C&B, Harvard TEMP C&B Pro	7094000
Harvard Auto 1:1 O-Green mit 50 Mischkanülen für Harvard Bite, Harvard TransMatrix, Harvard PremiumSil Heavy / Heavy Fast	7096000
Harvard Auto 1:1 O-Pink mit 50 Mischkanülen für Harvard PremiumSil Mono / Mono Fast	7091200
Harvard Auto 1:1 O-Yellow mit 50 Mischkanülen für Harvard PremiumSil Light / Light Fast, Harvard PremiumSil Medium / Medium Fast	7091300
Harvard Maxi 5:1 Dynamic mit 50 dynamic mixers und 2 Bajonettringen für Harvard PremiumSil Putty Soft MaxiMix, Harvard PremiumSil Heavy Fast MaxiMix	7091400
Harvard ErgoGrip für Harvard PremiumFlow 2 ml Spritze	7082220
Harvard Applier OptiCaps® für alle OptiCaps®	7092000
Harvard Applier OptiTips® für alle OptiTips® und Comfortip®s	7095200
Harvard Dispenser Automix 4:1 / 10:1 für Harvard TEMP C&B, Harvard TEMP C&B Pro	7095000
Harvard Dispenser Automix 1:1 für Harvard Bite, Harvard TransMatrix, Harvard PremiumSil Light / Light Fast, Medium / Medium Fast, Heavy / Heavy Fast, Mono / Mono Fast	7095100



7092000



7095000



7095200



7095100

Abformmassen für Voll- und Teilprothesen

Harvard Impression Compound Red

Thermoplastische Abdruckmassen



5 Platten, 250 g

Eigenschaften und Vorteile

- Einfache Modelierbarkeit in heißem Wasser oder mit Wärme

Harvard Impression Compound Green

Thermoplastische Randgestaltung für Teil- und Vollprothesen



15 Stäbe, 125 g


Eigenschaften und Vorteile

- Einfache Modelierbarkeit in heißem Wasser oder mit Wärme

Basisplatten

Harvard Baseplates

Thermoplastische Basisplatten



Oberkiefer



Unterkiefer

Eigenschaften und Vorteile

- Natürliche Rohstoffe wie Schellack
- Einfache Anwendung
- Gute Verarbeitungszeit
- Stabile Basis für Prothesen
- Plattenstärke etwa 1.5 mm

Harvard Baseplates LC

Lichthärtende Basisplatten aus Acryl



Eigenschaften und Vorteile

- Einfaches Handling unter Licht
- Leichtes Anpassen und Zuschneiden
- Einfache Aushärtung unter Halogen- und UVA Licht
- Extrem fest
- Formstabil
- Stabile Basis für Prothesen
- Plattenstärke ca. 1.5 mm

Bestell-Nr.

Harvard Impression Compound Red
Box mit 5 Platten, 250 g

7082604

Bestell-Nr.

Harvard Impression Compound Green
Box mit 15 Stäben, 125 g

7082605

Harvard Baseplates

Bestell-Nr.

12 Basisplatten Oberkiefer
12 Basisplatten Unterkiefer

7281005

7281006

100 Basisplatten Oberkiefer
100 Basisplatten Unterkiefer

7281105

7281106

SortimentMix - 12 Basisplatten:
8 Basisplatten Oberkiefer,
4 Basisplatten Unterkiefer

7281007

SortimentMix - 100 Basisplatten:
65 Basisplatten Oberkiefer,
35 Basisplatten Unterkiefer

7281107

Bestell-Nr.

Harvard Baseplates LC
50 Basisplatten


7281108

Zubehör und mehr


Anleitung zum Aktivieren und Mischen von Harvard OptiCaps®

„Click before you mix!“


Kapsel (OptiCap®) dem Alubeutel entnehmen.



1. OptiCaps® vor der Aktivierung.




2. Zum Aktivieren der OptiCaps® den Kolben auf einer harten, ebenen Unterlage bis zum Anschlag in die Kapsel drücken.




3. Die OptiCaps® in die Applikationszange einsetzen und den Hebel einmal drücken.

Wichtig: Der Kolben muss bündig mit dem Kapselkörper abschließen.




4. Die OptiCaps® in einen handelsüblichen Mischer einsetzen, den Deckel schließen und sofort mischen, Dauer gem. Gebrauchsinformation, mit ca. 4300 Schwingungen/Min..



5. Die OptiCaps® in die Applikationszange einsetzen. Den Pin entfernen. Sonst besteht Gefahr, dass die Kapsel platzt.

Den Hebel zur Vorbereitung der OptiCaps® 2 x durchziehen (2 x deutliches Klicken).



6. Das angemischte Material auf eine Glasplatte ausbringen oder direkt applizieren. Die Applikationszange entsperren (Knopf A drücken) und die OptiCaps® entnehmen.

Nur bei Verwendung des Harvard Applier OptiCaps® (Bestell-Nr. 7092000) ist die optimale Austragmenge garantiert.

Bei der Wahl eines geeigneten Kapselmischers wird Ihnen unser Vertrieb gerne behilflich sein.

Zeiten für die verschiedenen Harvard OptiCaps®-Produkte.

Produkt	Anmischzeit	Verarbeitungszeit*	Nächster Behandlungsschritt
Harvard MTA XR Flow Fast OptiCaps®	30 Sek.	2:00 Min.	3:00 Min.
Harvard MTA XR Flow EWT OptiCaps®	30 Sek.	4:00 Min.	10:00 Min.
Harvard MTA XR Fast OptiCaps®	30 Sek.	2:00 Min.	3:00 Min.
Harvard MTA XR OptiCaps®	30 Sek.	2:00 Min.	5:00 Min.
Harvard MTA Universal OptiCaps®	30 Sek.	2:00 Min.	5:00 Min.
Harvard Cement OptiCaps®	10 Sek.	1:30 Min.	n/a
Harvard Ionoglas Fill Extra OptiCaps®	10 Sek.	1:30 Min.	n/a
Harvard Ionoresin Fill OptiCaps®	10 Sek.	1:30 Min.	n/a
Harvard Ionoglas Cem Extra OptiCaps®	10 Sek.	1:30 Min.	n/a
Harvard Ionoresin Cem OptiCaps®	10 Sek.	2:00 Min.	n/a

* vom Beginn des Mischens bei 23° C

8. Harvard Produkte im Überblick

Produkt	Bestell-Nr.	Seite
Applier OptiCaps®	7092000	21, 22, 25, 26, 28, 32
Applier OptiTips®	7095200	8, 9, 10, 11, 12, 13, 32
Auto 1:1 O-Green (Nachfüllbeutel)	7096000	30, 31, 32
Auto 1:1 O-Pink (Nachfüllbeutel)	7091200	31, 32
Auto 1:1 O-Yellow (Nachfüllbeutel)	7091300	31, 32
Auto 4:1 / 10:1 S-Blue (Nachfüllbeutel)	7094000	23, 24, 32
Baseplates LC (50 Platten)	7281108	33
Baseplates (SortimentMix, 12 Platten Ober- / Unterkiefer)	7281007	33
Baseplates (SortimentMix, 100 Platten Ober- / Unterkiefer)	7281107	33
Baseplates (12 Platten Unterkiefer)	7281006	33
Baseplates (100 Platten Unterkiefer)	7281106	33
Baseplates (12 Platten Oberkiefer)	7281005	33
Baseplates (100 Platten Oberkiefer)	7281105	33
Bite (2 x 50 ml)	7083700	30
Bond SE Dual (2 x 5 ml)	7083602	19
Bond SE Dual (Refill)	7083605	19
Bond SE Mono Kit	7083604	15
Bond SE Mono Refill	7083601	15
Bond SE Mono SingleDose Kit (50 x 0.15 ml)	7083609	15
Bond TE Mono (5 ml)	7083607	17
CalciumHydroxide (2 ml)	7071261	22
CalciumHydroxide LC (2 ml)	7071263	17
CalciumHydroxide SingleBlis (20 x 0.3 ml)	7071262	22
Cement normal härtend (15 ml)	7002600	25
Cement normal härtend (40 ml)	7002300	25
Cement normal härtend (35 g, Farbe 1)	7002501	25
Cement normal härtend (35 g, Farbe 3)	7002503	25
Cement normal härtend (35 g, Farbe 4)	7002504	25
Cement normal härtend (35 g, Farbe 12)	7002512	25
Cement normal härtend (35 g, Farbe 15)	7002515	25
Cement normal härtend (100 g, Farbe 1)	7002201	25
Cement normal härtend (100 g, Farbe 2)	7002202	25
Cement normal härtend (100 g, Farbe 3)	7002203	25
Cement normal härtend (100 g, Farbe 4)	7002204	25
Cement normal härtend (100 g, Farbe 5)	7002205	25
Cement normal härtend (100 g, Farbe 8)	7002208	25
Cement normal härtend (100 g, Farbe 12)	7002212	25
Cement normal härtend (100 g, Farbe 15)	7002215	25
Cement schnell härtend (35 g, Farbe 1)	7001501	25
Cement schnell härtend (35 g, Farbe 2)	7001502	25
Cement schnell härtend (35 g, Farbe 3)	7001503	25
Cement schnell härtend (35 g, Farbe 4)	7001504	25
Cement schnell härtend (35 g, Farbe 5)	7001505	25
Cement schnell härtend (35 g, Farbe 12)	7001512	25
Cement schnell härtend (35 g, Farbe 15)	7001515	25
Cement schnell härtend (15 ml)	7001600	25
Cement schnell härtend (40 ml)	7001300	25
Cement schnell härtend (100 g, Farbe 1)	7001201	25
Cement schnell härtend (100 g, Farbe 2)	7001202	25
Cement schnell härtend (100 g, Farbe 3)	7001203	25
Cement schnell härtend (100 g, Farbe 4)	7001204	25
Cement schnell härtend (100 g, Farbe 5)	7001205	25
Cement schnell härtend (100 g, Farbe 8)	7001208	25
Cement schnell härtend (100 g, Farbe 12)	7001212	25
Cement schnell härtend (100 g, Farbe 15)	7001215	25
Cement OptiCaps® (10 x 0.5 g Weißlichgelb)	7081310	25
Cement OptiCaps® (50 x 0.5 g Weißlichgelb)	7081350	25
Dispenser Automix 1:1	7095100	30, 31, 32
Dispenser Automix 4:1 / 10:1	7095000	23, 24, 32
ErgoGrip	7082220	13, 32
Etch (2 ml)	7054000	17
Implant Semi-permanent (5 ml)	7081400	23
Impression Compound Green	7082605	33
Impression Compound Red	7082604	33
InterLock® (2 x 5 ml)	7083603	15
InterLock® ONE (5 ml)	7083611	14, 18
InterLock® ONE Self Cure Activator (5 ml)	7083612	14, 18

Produkt	Bestell-Nr.	Seite
InterLock® ONE SingleDose (5 ml)	7083613	14
IntraTips long (Nachfüllbeutel)	7083620	18, 19, 32
IntraTips yellow (Nachfüllbeutel)	7083619	31, 32
Ionocoat LC (5 ml)	7052000	26
Ionoconditioner (5 ml)	7053000	26
Ionoglas Cem (15 g, 10 ml – Farbe Universal)	7041115	29
Ionoglas Cem (35 g, 20 ml – Farbe Universal)	7041135	29
Ionoglas Cem (35 g, 20 ml – Farbe Weiß)	7041130	29
Ionoglas Cem Extra (15 g, 10 ml – Farbe Universal)	7042115	28
Ionoglas Cem Extra OptiCaps® (50 x 0.4 g, Farbe Universal)	7042250	28
Ionoglas Cem LC (15 g, 10 ml – Farbe Universal)	7041215	29
Ionoglas Fill Extra OptiCaps® (50 x 0.5 g, Farbe A2)	7052252	26
Ionoglas Fill Extra OptiCaps® (50 x 0.5 g, Farbe A3)	7052253	26
Ionoglas Fill Extra OptiCaps® (50 x 0.5 g, Farbe A3.5)	7052254	26
Ionoglas Fill Extra (15 g, 8 ml – Farbe A2)	7052112	26
Ionoglas Fill Extra (15 g, 8 ml – Farbe A3)	7052113	26
Ionoglas Fill Extra (15 g, 8 ml – Farbe A3.5)	7052135	26
Ionoglas Fill (10 g, 5.6 ml – Farbe A2)	7051110	27
Ionoglas Fill (15 g, 8 ml – Farbe A2)	7051115	27
Ionoglas Fill (15 g, 8 ml – Farbe A3)	7051116	27
Ionoglas Fill LC (15 g, 8 ml – Farbe A3)	7052115	27
IonoLine (2 ml)	7071260	15
Ionoresin Cem (15 g, 10 ml – Farbe Universal)	7061115	28
Ionoresin Cem OptiCaps® (50 x 0.4 g, Farbe Universal)	7061250	28
Ionoresin Fill (15 g, 8 ml – Farbe A2)	7071115	26
Ionoresin Fill (15 g, 8 ml – Farbe A3)	7071116	26
Ionoresin Fill (15 g, 8 ml – Farbe A3.5)	7071117	26
Ionoresin Fill OptiCaps® (50 x 0.5 g, Farbe A2)	7071250	26
Ionoresin Fill OptiCaps® (50 x 0.5 g, Farbe A3)	7071251	26
Ionoresin Fill OptiCaps® (50 x 0.5 g, Farbe A3.5)	7071252	26
Ionoresin Prime LC (5 ml)	7051000	26
LuteCem SE (5 ml, Farbe A2)	7081105	19
LuteCem SE (5 ml, Farbe Translucent)	7081101	19
Maxi 5:1 Dynamic (Nachfüllbeutel)	7091400	31, 32
Microbrush® (Nachfüllbeutel)	7095156	14, 15, 16, 19, 32
Mini 1:1 O-Brown (Nachfüllbeutel)	7083610	18, 32
Mini 1:1 S-Brown (Nachfüllbeutel)	7091050	23, 32
Mini 4:1 / 10:1 O-Brown (Nachfüllbeutel)	7091100	19, 32
Mini 4:1 / 10:1 S-Brown (Nachfüllbeutel)	7093050	19, 23, 32
MTA Universal HandMix (1 g, 3 ml)	7081507	22
MTA Universal OptiCaps® (2 x 0.3 g)	7081502	22
MTA XR Fast OptiCaps® (2 x 0.25 g)	7081506	21
MTA XR Flow EWT OptiCaps® & EndoDirect Spritze (2 x 0.25 g, Spritze)	7081509	21
MTA XR Flow Fast OptiCaps® (2 x 0.25 g)	7081503	21
MTA XR OptiCaps® (2 x 0.25 g)	7081505	21
NeedleTips H17 (Nachfüllbeutel)	7095157	13, 32
NeedleTips H18 (Nachfüllbeutel)	7095158	12, 13, 17, 32
NeedleTips H20 (Nachfüllbeutel)	7091226	15, 16, 32
NeedleTips H25 (Nachfüllbeutel)	7095126	17, 32
Polycarboxylat Cement Flüssigkeit (15 ml)	7031600	25
Polycarboxylat Cement Flüssigkeit (40 ml)	7031300	25
Polycarboxylat Cement Pulver (35 g, Farbe 3)	7031503	25
Polycarboxylat Cement Pulver (35 g, Farbe 4)	7031504	25
Polycarboxylat Cement Pulver (100 g, Farbe 3)	7031203	25
Polycarboxylat Cement Pulver (100 g, Farbe 4)	7031204	25
PremiumFill (4 g, Farbe A1)	7082201	erhältlich
PremiumFill (4 g, Farbe A2)	7082202	erhältlich
PremiumFill (4 g, Farbe A3)	7082203	erhältlich
PremiumFill (4 g, Farbe A3.5)	7082204	erhältlich
PremiumFill (4 g, Farbe B2)	7082205	erhältlich
PremiumFill (4 g, Farbe DEN)	7082206	erhältlich
PremiumFill (4 g, Farbe INC)	7082207	erhältlich
PremiumFill Shade Assortment (7 x 4 g)	7082210	erhältlich
PremiumFlow (2 ml, Farbe A1)	7082211	13
PremiumFlow (2 ml, Farbe A2)	7082212	13
PremiumFlow (2 ml, Farbe A3)	7082213	13
PremiumFlow (2 ml, Farbe A3.5)	7082214	13
PremiumFlow (2 ml, Farbe B2)	7082215	13
PremiumFlow (2 ml, Farbe DEN)	7082216	erhältlich
PremiumFlow (2 ml, Farbe INC)	7082217	erhältlich
PremiumFill OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A1)	7083621	erhältlich
PremiumFill OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A2)	7083624	erhältlich
PremiumFill OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A3)	7083625	erhältlich

Produkt	Bestell-Nr.	Seite
PremiumFill OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A3.5)	7083626	erhältlich
PremiumFill OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe B2)	7083627	erhältlich
PremiumFill+ (4 g, Farbe A1 E)	7082310	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe A1 U)	7082300	11
PremiumFill+ (4 g, Farbe A2 D)	7082320	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe A2 E)	7082311	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe A2 U)	7082301	11
PremiumFill+ (4 g, Farbe A3 E)	7082312	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe A3 U)	7082302	11
PremiumFill+ (4 g, Farbe A3.5 D)	7082321	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe A3.5 E)	7082313	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe A3.5 U)	7082303	11
PremiumFill+ (4 g, Farbe B1 E)	7082323	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe B1 U)	7082304	11
PremiumFill+ (4 g, Farbe B2 E)	7082314	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe B2 U)	7082305	11
PremiumFill+ (4 g, Farbe BL D)	7082322	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe BL E)	7082316	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe C2 E)	7082315	10
PremiumFill+ (4 g, Farbe C2 U)	7082306	11
PremiumFill+ (4 g, Farbe INC (70 %))	7082330	10
PremiumFill+ „Universal Opacity“ Combi IntroKit S	7082510	erhältlich
PremiumFill+ „Universal Opacity“ IntroKit S	7082500	11
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A1 E)	7082410	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A1 U)	7082400	11
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A2 D)	7082420	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A2 E)	7082411	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A2 U)	7082401	11
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A3 E)	7082412	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A3 U)	7082402	11
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A3.5 D)	7082421	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A3.5 E)	7082413	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe A3.5 U)	7082403	11
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe B1 E)	7082423	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe B1 U)	7082404	11
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe B2 E)	7082414	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe B2 U)	7082405	11
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe BL D)	7082422	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe BL E)	7082416	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe C2 E)	7082415	10
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe C2 U)	7082406	11
PremiumFill+ OptiTips® (20 x 0.3 g, Farbe INC (70 %))	7082430	10
PremiumFill+ „Multi Opacity“ Assortment Kit	7082502	10
PremiumFill+ „Universal Opacity“ TrialKit S	7082501	10
PremiumFlow+ (2 x 1 ml, Farbe A1)	7082600	13
PremiumFlow+ (2 x 1 ml, Farbe A2)	7082601	13
PremiumFlow+ (2 x 1 ml, Farbe A3)	7082602	13
PremiumFlow+ (2 x 1 ml, Farbe A3.5)	7082603	13
PremiumFlow+ (2 x 1 ml, Farbe B2)	7082607	13
PremiumFlow+ OptiTips®F (20 x 0.25 g, Farbe A1)	7082700	13
PremiumFlow+ OptiTips®F (20 x 0.25 g, Farbe A2)	7082701	13
PremiumFlow+ OptiTips®F (20 x 0.25 g, Farbe A3)	7082702	13
PremiumFlow+ OptiTips®F (20 x 0.25 g, Farbe A3.5)	7082703	13
PremiumFlow+ OptiTips®F (20 x 0.25 g, Farbe B2)	7082704	13
PremiumSil Heavy (2 x 50 ml)	7083731	31
PremiumSil Heavy Fast (2 x 50 ml)	7083732	31
PremiumSil Heavy Fast MaxiMix (380 ml)	7083733	31
PremiumSil Light (2 x 50 ml)	7083701	31
PremiumSil Light Fast (2 x 50 ml)	7083702	31
PremiumSil Medium (2 x 50 ml)	7083711	31
PremiumSil Medium Fast (2 x 50 ml)	7083712	31
PremiumSil Mono (2 x 50 ml)	7083721	31
PremiumSil Mono Fast (2 x 50 ml)	7083722	31
PremiumSil Putty (2 x 600 g)	7083751	31
PremiumSil Putty Fast (2 x 600 g)	7083752	31
PremiumSil Putty Soft (2 x 600 g)	7083741	31
PremiumSil Putty Soft Fast (2 x 600 g)	7083742	31
PremiumSil Putty Soft MaxiMix (380 ml)	7083740	31
Restore (4 g, Farbe A1)	7083201	16
Restore (4 g, Farbe A2)	7083202	16
Restore (4 g, Farbe A3)	7083203	16

Produkt	Bestell-Nr.	Seite
Restore (4 g, Farbe A3.5)	7083204	16
Restore (4 g, Farbe B1)	7083221	16
Restore (4 g, Farbe B2)	7083222	16
Restore (4 g, Farbe INC)	7083215	16
Restore (4 g, Farbe A2 opaque)	7083210	16
Restore System Kit	7083207	16
Restore System Kit Plus	7083217	16
Restore System Kit „Self-Bond“	7083219	erhältlich
Restore System Kit „Self-Bond“ Vers. 2A2 / 2A3	7083220	erhältlich
RestoreFlow (3 ml, Farbe A1)	7083211	16
RestoreFlow (3 ml, Farbe A2)	7083212	16
RestoreFlow (3 ml, Farbe A3)	7083213	16
RestoreFlow (3 ml, Farbe A3.5)	7083214	16
Self-Bond (5 ml)	7083218	17
TEMP C&B (50 ml, 10:1, Farbe A1)	7081651	23
TEMP C&B (50 ml, 10:1, Farbe A2)	7081652	23
TEMP C&B (50 ml, 10:1, Farbe A3)	7081653	23
TEMP C&B (50 ml, 10:1, Farbe A3.5)	7081654	23
TEMP C&B (50 ml, 10:1, Farbe BL)	7081650	23
TEMP C&B Pro (50 ml, 4:1, Farbe A1)	7081641	24
TEMP C&B Pro (50 ml, 4:1, Farbe A2)	7081642	24
TEMP C&B Pro (50 ml, 4:1, Farbe A3)	7081643	24
TEMP Cem (5 ml)	7081100	24
TEMP Cem (10 ml)	7081200	24
TEMP Cem EasyDose® (10 ml)	7081103	24
TEMP Cem Esthetic (5 ml)	7081104	23
TEMP Glaze LC (30 ml)	7081730	23
TransMatrix (2 x 50 ml)	7083798	30
TraySive (10 ml)	7083753	31
UltraFill (3 g, Farbe A1 D)	7121111	8
UltraFill (3 g, Farbe A1 E)	7131111	8
UltraFill (3 g, Farbe A1 U)	7111111	9
UltraFill (3 g, Farbe A2 D)	7121112	8
UltraFill (3 g, Farbe A2 E)	7131112	8
UltraFill (3 g, Farbe A2 U)	7111112	9
UltraFill (3 g, Farbe A3 D)	7121113	8
UltraFill (3 g, Farbe A3 E)	7131113	8
UltraFill (3 g, Farbe A3 U)	7111113	9
UltraFill (3 g, Farbe A3.5 D)	7121114	8
UltraFill (3 g, Farbe A3.5 E)	7131114	8
UltraFill (3 g, Farbe A3.5 U)	7111114	9
UltraFill (3 g, Farbe A4 E)	7131115	8
UltraFill (3 g, Farbe B1 D)	7121121	8
UltraFill (3 g, Farbe B1 E)	7131121	8
UltraFill (3 g, Farbe B2 D)	7121122	8
UltraFill (3 g, Farbe B2 E)	7131122	8
UltraFill (3 g, Farbe B2 U)	7111122	9
UltraFill (3 g, Farbe B3 E)	7131123	8
UltraFill (3 g, Farbe BL 0.5 (E))	7111150	8
UltraFill (3 g, Farbe BL D)	7121152	8
UltraFill (3 g, Farbe BL E)	7131153	8
UltraFill (3 g, Farbe BL U)	7111151	9
UltraFill (3 g, Farbe C2 D)	7121132	8
UltraFill (3 g, Farbe C2 E)	7131132	8
UltraFill (3 g, Farbe C2 U)	7111132	9
UltraFill (3 g, Farbe C3 E)	7131133	8
UltraFill (3 g, Farbe D3 U)	7111143	9
UltraFill (3 g, Farbe INC (70 %))	7141160	8
UltraFill (3 g, Farbe INT D)	7121140	8
UltraFill (3 g, Farbe T (60 %))	7141170	8
UltraFill (3 g, Farbe TX (50 %))	7141180	8
UltraFill „Multi Opacity“ Combi TrialKit S	7176103	erhältlich
UltraFill „Multi Opacity“ Complementary Kit	7186102	8
UltraFill „Multi Opacity“ Core Kit	7186101	8
UltraFill „Multi Opacity“ TrialKit C	7176204	8
UltraFill „Multi Opacity“ TrialKit S	7176104	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A1 D)	7121211	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A1 E)	7131211	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A1 U)	7111211	9
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A2 D)	7121212	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A2 E)	7131212	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A2 U)	7111212	9
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A3 D)	7121213	8

Produkt	Bestell-Nr.	Seite
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A3 E)	7131213	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A3 U)	7111213	9
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A3.5 D)	7121214	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A3.5 E)	7131214	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A3.5 U)	7111214	9
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe A4 E)	7131215	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe B1 D)	7121221	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe B1 E)	7131221	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe B2 D)	7121222	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe B2 E)	7131222	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe B2 U)	7111222	9
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe B3 E)	7131223	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe BL 0.5 (E))	7111250	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe BL D)	7121252	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe BL E)	7131253	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe BL U)	7111251	9
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe C3 D)	7121232	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe C2 E)	7131232	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe C2 U)	7111232	9
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe C3 E)	7131233	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe D3 U)	7111243	9
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe INC)	7141260	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe TNT D)	7121240	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe T (60 %))	7141270	8
UltraFill OptiTips® (20 x 0.25 g, Farbe TX (50 %))	7141280	8
UltraFill „Universal Opacity“ Combi IntroKit C	7175201	erhältlich
UltraFill „Universal Opacity“ Combi IntroKit S	7175101	erhältlich
UltraFill „Universal Opacity“ IntroKit C	7175200	9
UltraFill „Universal Opacity“ IntroKit S	7175100	9
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe A1)	7112111	12
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe A2)	7112112	12
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe A3)	7112113	12
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe A3.5)	7112114	12
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe A4)	7112115	12
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe B1)	7112121	12
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe B2)	7112122	12
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe BL)	7112151	12
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe C2)	7112132	12
UltraFill Flow (2 x 1 ml, Farbe DEN)	7112155	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe A1)	7112211	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe A2)	7112212	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe A3)	7112213	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe A3.5)	7112214	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe A4)	7112215	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe B1)	7112221	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe B2)	7112222	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe BL)	7112251	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe C2)	7112232	12
UltraFill Flow ComforTip®sF (20 x 0.25 g, Farbe DEN)	7112255	12
UltraFill Flow IntroKit C	7177200	12
UltraFill Flow IntroKit S	7177100	12
ZirconCore (5 ml)	7083600	18



HARVARD®

Much more than you expect.

Harvard Vertriebspartner.