

IHOSTAR/GNATHOSTAR

Zähne, die auf den neuesten Erkenntnissen der Forschung basieren. Sie eignen sich durch ihre Form, Farbe und Schichtung für den gesamten prothetischen Bereich. from Ivolek. Teeth designed according to the latest research. Their shape, shade, and special layering make them ideal for the entire prosthetic range.

Ivolek Zähne entsprechen EN ISO 3336:1996
Ivolek teeth comply with EN ISO 3336:1996

Formen

Es steht eine Formenpalette von IHOSTAR-Frontzähnen in 15 Oberkiefer- und 6 Unterkieferformen zur Verfügung. Die Frontzähne unterscheiden sich als dreieckige, quadratische und ovale Formen — sortiert von klein bis gross. Die GNATHOSTAR-Seitenzähne beinhalten 5 obere und 5 untere Zahngrößen.

Moulds

A wide range of 15 upper and 6 lower IHOSTAR anterior molds; 5 upper and 5 lower GNATHOSTAR posterior molds. The anteriors come in three shapes: triangular, rectangular, and oval — arranged from small to large.

Farben

Der CHROMASCOP Farbschlüssel basiert auf 20 Zahnfarben, welche auf bewährte IVOCLEAR Dentinfarben aufgebaut sind.

Somit ist der CHROMASCOP der Farbschlüssel für sämtliche prothetische Restaurationen in ISOSIT-N, IVOCLEAR Metallkeramik, IPS Empress sowie für die gesamte Partial- und Totalprothetik.

Shades

The CHROMASCOP shade guide comprises 20 shades based on the tried and tested Ivoclar dentin shades. The CHROMASCOP is therefore the shade guide for all prosthetic restorations with ISOSIT-N; for IVOCLEAR metal-free ceramics, for IPS Empress, as well as for partial and complete dentures.


Schichtung

IHOSTAR/GNATHOSTAR sind Mehrschichtzähne und adaptieren durch ihre harmonische Schichtung die Natürlichkeit des Originals.

Layering

Harmonized layering gives IHOSTAR/GNATHOSTAR teeth the natural appearance of the original tooth.

IHOSTAR obere
IHOSTAR uppers



A B C

31	42,1	9,5	7,9

32	45,0	10,5	8,6

33	45,9	10,0	8,8

34	45,4	11,0	8,7

35	47,8	11,3	8,9




A B C

41	42,2	9,6	7,7

42	45,0	10,4	8,5

IHOSTAR untere
IHOSTAR lowers



A B C

11	36,0	8,2	5,1

12	34,2	9,1	4,9


13	32,9	8,8	4,8

14	33,1	9,5	5,0

15	35,2	10,2	5,3


16	37,6	10,6	5,6

GNATHOSTAR



mm

Kombinationstabelle Combination table			
Form Mold	obere uppers	untere lowers	Backenzähne Posteriors
△	31	13/14	D80/D82/D86
	32	15/11	D88/D84
	33	11/15	D84
	34	15/14	D84/D88
	35	16/15	D88/D84
□	41	14	D80/D86
	42	15	D84/D88
	43	16	D88
	44	14/15	D88
	45	16	D88
○	01	12/13	D80/D82
	02	12/13	D80/D82
	03	15/11	D84
	04	11/15	D84
	05	11/15	D84/D88

43		48,4	10,5	8,6
44		47,3	11,5	8,7
45		48,7	12,4	9,3
○ A B C				
01		40,4	9,4	7,7
02		43,0	9,6	8,2
03		44,7	10,4	8,2
04		46,8	10,0	8,8
05		47,7	10,0	8,9
A B				
D 80		28,9	31,0	
D 82		28,7	31,2	
D 84		30,7	33,9	
D 86		30,7	32,9	
D 88		33,5	35,6	